

LABORATORIUM KOELKAST +4°C

GESELECTEERD OP BASIS VAN ERVARING

De Labselect Basic-serie is zorgvuldig geselecteerd op basis van de ervaring van verschillende laboratoriummanagers, analisten en koeltechnici. Hun input heeft geresulteerd in de samenstelling van een compleet en kostenefficiënt product. Deze serie voldoet op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier aan de basisbehoeften voor koeling in het laboratorium.

KENMERKEN

- Temperatuurbereik van 2°C tot 8°C, fabrieksinstelling op 4°C
- Digitale controller met zichtbare en hoorbare alarmen bij stroomuitval, hoge/lage temperatuur en sensorstoring
- De deuren blijven openstaan bij een hoek van >90° en sluiten automatisch bij een hoek van <90°
- Magnetische deurgrepen voor snelle verwijdering zonder gereedschap tijdens het schoonmaken of vervangen
- Interne LED-verlichting
- Compacte zwenkwielen, waarvan twee met remmen. Dit houdt de hoogte van het apparaat onder 2 meter.
- Voorzien van een noodstroomvoorziening voor het display en de alarmfunctie bij stroomuitval
- Verwisselbaar monoblok koelsysteem



SPECIFICATIES

Modelnr.	PTSL1400SR (230V/50Hz)
Capaciteit	1308 liter
Voorzien van	6 draadplanken
Belastbaarheid per plank	Max. 48 kg
Laadhoogte	Max. 1330 mm
Netto plankruimte	520 x 640 mm
Interne afmetingen HxBxD	1513 x 1300 x 655 mm
Externe afmetingen HxBxD	1970 x 1400 x 780 mm
Isolatie	Cyclopentaan 50 mm
Natuurlijk koudemiddel	R290 (Propaan)
Toegangspoort	JA achterkant, 22 mm
Locatiesensor	Bovenkant, achterkant
Potentiaalvrij contact	JA
Deurslot	JA, beide deuren
Noodstroomvoorziening	JA
Markering	CE
Ontdooiing	Heet gas ontdooiing
Deurtype	Solide, dubbel
Set temperatuur	Tussen 2°C en 8°C

BESCHIKBARE OPTIES

Laden
Glazen deuren (PTSL1400GR)
Extra of andere planken
Bufferfles (glycerol)
Extra toegangspoort
Verdere aanpassing in onderling overleg

PRESTATIES | Bij ingestelde waarde van 4°C*

Gemiddelde temp.	3,3°C (3,5°C)
Temperatuuruniformiteit	0,7°C (0,8°C)
Energieverbruik	2,13 kWh per dag
Max. geluidsniveau	58 dB

*Waarden tussen haakjes zijn gemeten met sensoren in buffer. Andere waarden zijn gemeten in lucht.

GARANTIE

Het apparaat heeft een garantie van 12 maanden op alle onderdelen.

VOORZIEN VAN MONOBLOK SYSTEEM

De koelkast is uitgerust met het onderhoudsvriendelijke monoblok koelsysteem. Hierdoor kan het gehele koelsysteem indien nodig binnen enkele minuten worden gedemonteerd en vervangen, terwijl het apparaat ter plaatse blijft.