



### LKUv 1613 MediLine

Smart  
Device  
ready

Advies verkoopprijs € 1895

#### Glasheldere voordelen

De Liebherr LKUv 1613 Mediline biedt ruim 140 liter koelruimte met een temperatuurbereik van +3° tot +16°C. De zelfsluitende deur is voorzien van isolatieglas, de LED plafondverlichting kan apart worden ingeschakeld.

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Behuizing / Kleur deur                 | Wit / Wit      |
| Materiaal behuizing                    | Staal          |
| Materiaal deur/deksel                  | Isolatieglas   |
| Bruto inhoud totaal                    | 152 l          |
| Netto inhoud totaal                    | 132 l          |
| Energieverbruik per jaar               | 369 kWh        |
| Energiekosten per jaar                 | € 85,-         |
| Geluidsniveau                          | 47 dB(A)       |
| Klimaatklasse                          | 7              |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte       | Nee            |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35°C |
| Koelmiddel                             | R600a          |
| Aansluitwaarde                         | 1,0 A          |
| Warmteafgifte in kJ/h                  | 480 kJ/h       |
| Warmteafgifte in Wh                    | 133 Wh         |

**LKUv 1613**  
 MediLine

 Smart  
 Device  
 ready

Advies verkoopprijs € 1895

**Afmetingen**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Hoogte                        | 82 cm         |
| Breedte                       | 60,1 cm       |
| Diepte bij 90° geopende deur  | 119,6 cm      |
| Breedte bij 90° geopende deur | 64 cm         |
| Diepte                        | 61,8 cm       |
| Onderbouwbaar                 | Ja            |
| Tussenbouwbaar                | Ja            |
| Plaatsbaar tegen muur         | Ja            |
| Interieurhoogte               | 67 cm         |
| Interieurbreedte              | 44 cm         |
| Interieurdiepte               | 43,5 cm       |
| Inbouwhoogte                  | 82,5(+4,5) cm |
| Inbouwbreedte                 | 60,5 cm       |
| Inbouwdiepte minimaal         | 62 cm         |
| Netto gewicht / Bruto gewicht | 44 kg / 45 kg |
| Hoogte verpakking             | 875 mm        |
| Breedte verpakking            | 615 mm        |
| Diepte verpakking             | 709 mm        |

**Koeldeel**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Instelbereik temperatuur koelen        | +3°C tot +16°C             |
| Maximale fluctuatie koeldeel           | 4,9 °C                     |
| Gradient koeldeel                      | 5,1 °C                     |
| Ontdooisysteem koeldeel                | Automatisch ontdooisysteem |
| Koelsysteem                            | Dynamisch                  |
| Aantal draagplateaus                   | 4                          |
| daarvan in hoogte verstelbaar          | 3                          |
| Materiaal draagplateau koeldeel        | Kunststof gecoat           |
| Draagvermogen plateau in kg            | 45 kg                      |
| Verlichting koeldeel                   | LED plafondverlichting     |
| Apart schakelbare interieurverlichting | Ja                         |

**Overige**

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Soort Design                                         | HardLine-Design                        |
| Materiaal interieur                                  | Kunststof wit                          |
| Isolatiesterkte behuizing/deur                       | 40 - 40                                |
| Deur zelfsluitend                                    | Ja                                     |
| Deurscharniering                                     | Rechts, wisselbaar                     |
| Greep                                                | Hevelgreep                             |
| Verwisselbaar deurrubber                             | Ja                                     |
| Lengte aansluitsnoer                                 | 280 cm                                 |
| Bruikbare diepte draagplateau                        | 420 mm                                 |
| Display                                              | Digitaal temperatuurdisplay            |
| Soort bedieningspaneel                               | Druktoets                              |
| Positie bedieningspaneel                             | Buitenzijde                            |
| Temperatuuraanduiding van                            | Koelgedeelte                           |
| Temperatuuraanduiding koeldeel                       | buitenzijde digitaal                   |
| Temperatuuralarm                                     | Optisch en akoestisch temperatuuralarm |
| Alarm bij stroomuitval                               | bij einde stroomuitval                 |
| Deuralarm koeldeel                                   | Akoestisch deuralarm                   |
| Verlichting permanent schakelbaar                    | Ja                                     |
| Geschikt voor integratie in netwerk                  | Ja, optioneel                          |
| Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters | 15 cm                                  |
| Schaphoogte boven bij gelijke verdeling              | 12,5 cm                                |
| Schaphoogte onder bij gelijke verdeling              | 19 cm                                  |
| Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)          | 4                                      |
| Doorvoermogelijkheid temperatuursensor               | Ja                                     |
| Slot                                                 | Ja                                     |
| Dooiwaterafvoer                                      | Ja                                     |
| Stelpoten                                            | 2                                      |
| Materiaal stelpoten                                  | Staal verzinkt                         |
| Kalibratie                                           | 1 punt kalibratie                      |
| Opslaan MIN/MAX temperaturen                         | Ja                                     |
| Alarmgrenzen instelbaar                              | Ja                                     |
| Registratie alarmmeldingen                           | Ja                                     |
| Interface                                            | RS 485                                 |
| Potentiaalvrij contact                               | Ja                                     |

**Accessoires**

|                                 |         |          |
|---------------------------------|---------|----------|
| Verbindingsraam wit             | 9592697 | € 409,00 |
| 3 jaar SmartMonitoring licentie | 7080648 | € 249,00 |
| Rolrails                        | 9590521 | € 82,00  |
| Verdamper afdekplaat, wit       | 9590523 | € 57,00  |
| Draagrooster kunststof gecoat   | 7113333 | € 47,00  |